



Jarras de medición con asa, acero inoxidable

Jarras de medición con asa, acero inoxidable

Fabricadas de acero inoxidable grado AISI 304 de alta calidad, resistentes a productos químicos y a la corrosión. Diseño robusto y sin costuras que garantiza un ciclo de vida prolongado. El interior liso altamente pulido permite una limpieza mucho más fácil. Las graduaciones moldeadas en la pared lateral ofrecen una fácil identificación del volumen. El surtidor grande funcional minimiza los posibles derrames durante la transferencia del líquido.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

