



Frasco de lavado de cuello estrecho, PE

Frasco de lavado de cuello estrecho, PE

Fabricado en polietileno altamente translúcido y semi-rígido con paredes y esquinas resistentes al aplastamiento. El cuerpo y las tapas de color permiten una identificación rápida, fácil y práctica del contenido de la botella. La forma de cuello redondo permite un flujo de líquido sin restringir sin dejar residuos en el cuello de la botella. Tiene un tubo de salida flexible que garantiza un flujo fino y recto solo ejerciendo una ligera presión sobre el cuerpo. El diseño "cuello de ganso" del tubo de salida garantiza un alcance fácil y preciso hasta las esquinas del frasco. La punta del tubo de salida se puede cortar para aumentar el caudal.



Code	Description	Packaging
LLG06286657	Wash bottle 500 ml PE, narrow-neck, r/3	3 pz.
LLG06286658	Wash bottle 500 ml PE, narrow-neck, y/3	3 pz.
LLG06286659	Wash bottle 500 ml PE, narrow-neck, g/3	3 pz.
LLG06286660	Wash bottle 500 ml PE, narrow-neck, b/3	3 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

