



Tapones roscados, PP, GL45

Tapones roscados, PP, GL45

Para un cierre perfecto y apretado de las botellas de laboratorio GL 45 de cuello roscado. Las crestas grandes en la superficie exterior de la tapa garantizan un mayor agarre y un cierre rápido. Las tapas con código de colores permiten una identificación rápida, fácil y práctica del contenido de la botella.



Code	Description	Packaging
LLG06286663	Screw cap, GL45, red pack of 10/10	10 pz.
LLG06286664	Screw cap, GL45, yellow pack of 10/10	10 pz.
LLG06286665	Screw cap, GL45, blue pack of 10	10 pz.
LLG06286666	Screw cap, GL45, green pack of 10/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

