

**Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP****Bürkle****Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP**

TeleScoop es un sistema de muestreo versátil con herramientas intercambiables para una amplia gama de aplicaciones. Las herramientas (vaso angular, vaso pendular, portabotellas, vaso de acero inoxidable y red de inmersión, por ejemplo, para tomar muestras sólidas y orgánicas de los cursos de agua) se fijan a la varilla mediante una práctica junta a presión. Ideal para tomar muestras de baños, tanques, pozos, cursos de agua abiertos, etc. Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6m con la varilla telescópica de aluminio ajustable.

Con ajuste de ángulo variable individualmente.



Code	Description	Packaging
LLG09303810	Angled beaker 600 mlPP, for TeleScoop	1 pz.
LLG09303812	Angled beaker 1000 mlPP, for TeleScoop	1 pz.
LLG09303814	Angled beaker 2000 mlPP, for TeleScoop	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

