

**Hervidor 4110**

Sonepar Deutschland/

Hervidor 4110

La tapa de seguridad oculta se abre simplemente pulsando un botón.

- Recipiente de agua de plástico de 1,7 l
- Base de 360°
- Gran indicador del nivel de agua en el exterior
- Filtro anticalcáreo
- Lámpara de control
- Desconexión automática
- Protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco
- Elemento calefactor oculto



Code	Description	Packaging
LLG06267077	Electric kettle 4110 sw capacity 1,7 ltr	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

