



Cajas para tubos de centrífuga

Cajas para tubos de centrífuga

Fabricadas en cartón duradero resistente al agua, repelente al agua, cubierto con revestimiento de papel cromado de calidad superior. Fáciles de apilar para reducir el espacio de almacenamiento. Resistentes químicamente a alcoholes y disolventes orgánicos débiles. Ofrecen resistencia a la temperatura entre -196 a 121 ° C. Las tapas protegen el interior de la caja del polvo y de todos los efectos ambientales. También garantizan un cierre perfecto y apretado. Las tapas se unen a la caja con tornillos evitando el riesgo de pérdida de la tapa y se entremezclan. El índice alfanumérico en la tapa permite una fácil identificación de las posiciones de los tubos. El área en la pared lateral es conveniente para escribir notas especiales.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

