



## Tarros con tapa de rosca Nalgene, PC

### Tarros con tapa de rosca Nalgene™, PC

Cilíndricos. Extraordinaria resistencia a impactos. Apilables. No tóxicos. Ideales para salas de enfriamiento y neveras. Esterilizables en autoclave. Desenroscar el tapón antes de introducir en el autoclave.

-Se caracterizan por su empleo en cámaras de refrigeración y neveras. Su contenido es fácil de ver.

-Un gran orificio de abertura y las paredes rectas facilitan un agarre simple y la toma completa de muestras

-Tarros para 15, 30 y 60 ml que tienen una tapa de propileno de color natural

-Tarros de 125 ml hasta 1 l que tienen una tapa de polipropileno blanca con ranura de entrada circular para un mejor apilamiento

-Los tamaños de 125 y 250 ml se adaptan a Osterizer™ y a otros mezcladores con rosca Mason; se recomiendan para su empleo con el cierre correspondiente con racor de empalme para la transferencia de líquidos (código 7.048 079)

-Esterilizables en autoclave / Transparentes



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09033237 | Jars,PC,with screw cap,cap. 15 mlpack/4 | 4 pz.     |
| LLG09033238 | Jars,PC,with screw cap,cap. 30 mlpack/4 | 4 pz.     |
| LLG09033239 | Jars,PC,with screw cap, 60 mlpack of /4 | 4 pz.     |
| LLG09033240 | Jars,PC,with screw cap,cap. 125 mlpac/4 | 4 pz.     |
| LLG09033241 | Jars,PC,with screw cap,cap. 250 mlpac/4 | 4 pz.     |
| LLG09033242 | Jars,PC,with screw cap,cap. 500 mlpac/4 | 4 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

