



Tarros con tapa de rosca Nalgene, PC

Tarros con tapa de rosca Nalgene™, PC

Cilíndricos. Extraordinaria resistencia a impactos. Apilables. No tóxicos. Ideales para salas de enfriamiento y neveras. Esterilizables en autoclave. Desenroscar el tapón antes de introducir en el autoclave.

-Se caracterizan por su empleo en cámaras de refrigeración y neveras. Su contenido es fácil de ver.


-Un gran orificio de abertura y las paredes rectas facilitan un agarre simple y la toma completa de muestras

-Tarros para 15, 30 y 60 ml que tienen una tapa de propileno de color natural

-Tarros de 125 ml hasta 1 l que tienen una tapa de polipropileno blanca con ranura de entrada circular para un mejor apilamiento

-Los tamaños de 125 y 250 ml se adaptan a Osterizer™ y a otros mezcladores con rosca Mason; se recomiendan para su empleo con el cierre correspondiente con racor de empalme para la transferencia de líquidos (código 7.048 079)

-Esterilizables en autoclave / Transparentes



Code	Description	Packaging
LLG09033237	Jars,PC,with screw cap,cap. 15 mlpack/4	4 pz.
LLG09033238	Jars,PC,with screw cap,cap. 30 mlpack/4	4 pz.
LLG09033239	Jars,PC,with screw cap, 60 mlpack of /4	4 pz.
LLG09033240	Jars,PC,with screw cap,cap. 125 mlpac/4	4 pz.
LLG09033241	Jars,PC,with screw cap,cap. 250 mlpac/4	4 pz.
LLG09033242	Jars,PC,with screw cap,cap. 500 mlpac/4	4 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

