

**Conos de sedimentación Imhoff, vidrio de borosilicato 3.3****ISOLAB****Conos de sedimentación Imhoff, vidrio de borosilicato 3.3**

Fabricados en vidrio borosilicato 3.3 según ensayos de sedimentación según norma DIN 12672. Con graduación de volumen de 1000 ml. Las graduaciones de volumen y las inscripciones están impresas con esmalte blanco.

Graduaciones, ml: Subdivisiones, ml:

0 a 2 0,1

2 a 10 0,5

10 a 40 1,0

40 a 100 2,0

100 a 1000 50,0



Code	Description	Packaging
LLG06286841	Imhoff cone 1000ml glas, without stop/1	1 pz.
LLG06286842	Imhoff cone, 1000ml glas, with stopco/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

