

**Refractómetros de precisión portátiles****ATAGO****Refractómetros de precisión portátiles**

Para la medición manual simple de concentraciones e índices de refracción de líquidos. Refractómetros de precisión portátiles, que incluyen en el suministro la goma para el ocular de enfoque (reduciendo la entrada de la luz directa y evitando que las lentes resbalan o se rayan), el maletín y las tablas de conversión. Los refractómetros portátiles no se pueden ajustar con un controlador termostático por lo que es necesario compensar los análisis obtenidos con la temperatura.

Modelos con código extra M: Modelo básico

Modelo con código extra T: con compensación automática de la temperatura (ATC)

Modelos con código extra  $\pm?$ : con compensación automática de la temperatura (ATC) y protección IP65

Modelos con código extra H: para muestras calientes, con prisma de vidrio templado



Code	Description	Packaging
LLG06229977	Hand-held refractometer Master-Baume /1	1 pz.
LLG06230295	Hand-held refractometer Master-80H 30/1	1 pz.
LLG06230298	Hand-held refractometer Master-20alph/1	1 pz.
LLG06231790	Hand-held refractometer Master-TA/1	1 pz.
LLG06235710	#N/D	1 pz.
LLG06238823	Hand-held refractometer Master-93H/1	1 pz.
LLG06261851	#N/D	1 pz.
LLG06286459	Hand-held refractometer MASTER-GOE Oe/1	1 pz.
LLG06286460	Hand-held refractometer MASTER-KMW KM/1	1 pz.
LLG06286461	Hand-held refractometer MASTER-HONEY//1	1 pz.
LLG07619590	#N/D	1 pz.
LLG07652042	Hand-held refractometer Master-100H/1	1 pz.
LLG07653540	#N/D	1 pz.
LLG07970129	Hand-held refractometer Master-OE ana/1	1 pz.
LLG09801301	Precision hand refractometer Master-20T	1 pz.
LLG09801302	Precision hand-held refractometer Maste	1 pz.
LLG09801312	Universal hand-held refractometer HSR-5	1 pz.
LLG09801313	Universal precision hand-held refractom	1 pz.
LLG09801333	Hand-held refractometer HHR-2Nhone, 12	1 pz.
LLG09801335	#N/D	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09801348	Hand-held refractometer Master-BRfor et	1 pz.
LLG09801359	Hand-held seawater refractometerMaster-	1 pz.
LLG09801360	Hand-held refractometer Master-RI 1.435	1 pz.
LLG09801370	Hand-held salt refractometer Master-S10	1 pz.
LLG09801372	Hand-held refractometer Master-S10alpha	1 pz.
LLG09801472	#N/D	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

