

**Refractómetros de precisión portátiles****ATAGO****Refractómetros de precisión portátiles**

Para la medición manual simple de concentraciones e índices de refracción de líquidos. Refractómetros de precisión portátiles, que incluyen en el suministro la goma para el ocular de enfoque (reduciendo la entrada de la luz directa y evitando que las lentes resbalan o se rayan), el maletín y las tablas de conversión. Los refractómetros portátiles no se pueden ajustar con un controlador termostático por lo que es necesario compensar los análisis obtenidos con la temperatura.

Modelos con código extra M: Modelo básico

Modelo con código extra T: con compensación automática de la temperatura (ATC)

Modelos con código extra $\pm?$: con compensación automática de la temperatura (ATC) y protección IP65

Modelos con código extra H: para muestras calientes, con prisma de vidrio templado



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06229977 | Hand-held refractometer Master-Baume /1 | 1 pz. |
| LLG06230295 | Hand-held refractometer Master-80H 30/1 | 1 pz. |
| LLG06230298 | Hand-held refractometer Master-20alph/1 | 1 pz. |
| LLG06231790 | Hand-held refractometer Master-TA/1 | 1 pz. |
| LLG06235710 | #N/D | 1 pz. |
| LLG06238823 | Hand-held refractometer Master-93H/1 | 1 pz. |
| LLG06261851 | #N/D | 1 pz. |
| LLG06286459 | Hand-held refractometer MASTER-GOE Oe/1 | 1 pz. |
| LLG06286460 | Hand-held refractometer MASTER-KMW KM/1 | 1 pz. |
| LLG06286461 | Hand-held refractometer MASTER-HONEY//1 | 1 pz. |
| LLG07619590 | #N/D | 1 pz. |
| LLG07652042 | Hand-held refractometer Master-100H/1 | 1 pz. |
| LLG07653540 | #N/D | 1 pz. |
| LLG07970129 | Hand-held refractometer Master-OE ana/1 | 1 pz. |
| LLG09801301 | Precision hand refractometer Master-20T | 1 pz. |
| LLG09801302 | Precision hand-held refractometer Maste | 1 pz. |
| LLG09801312 | Universal hand-held refractometer HSR-5 | 1 pz. |
| LLG09801313 | Universal precision hand-held refractom | 1 pz. |
| LLG09801333 | Hand-held refractometer HHR-2Nhone, 12 | 1 pz. |
| LLG09801335 | #N/D | 1 pz. |



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09801348 | Hand-held refractometer Master-BRfor et | 1 pz. |
| LLG09801359 | Hand-held seawater refractometerMaster- | 1 pz. |
| LLG09801360 | Hand-held refractometer Master-RI 1.435 | 1 pz. |
| LLG09801370 | Hand-held salt refractometer Master-S10 | 1 pz. |
| LLG09801372 | Hand-held refractometer Master-S10alpha | 1 pz. |
| LLG09801472 | #N/D | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

