

**Gafas protectoras uvex super g 9172****Uvex****Gafas protectoras uvex super g 9172**

Las gafas protectoras más ligera del mundo.

El cristal: Los procesos de fabricación recientemente desarrollados facilitan la conformación de un cristal extremadamente fino con una claridad óptica extraordinaria. La geometría del cristal prepurificada y optimizada aerodinámicamente permite una buena aireación y garantiza un clima visual agradable.

La Montura: Fabricadas en una versión ultraligera de Grilamid®, se garantiza una flexibilidad máxima. La tecnología uvex x-stream utiliza el concepto innovador del arco lo que permite que se adapte perfectamente sin roce alguno en los distintos campos de aplicación.

El resultado: Es una gafa metálica completa que ofrece una seguridad de nivel máximo y pesa solamente 18 g.

Revestimiento de los cristales:

1. uvex supravision excelente: cristales extremadamente resistentes a arañazos y con capa antivaho en su interior, protección UV del 100%
2. uvex supravisión zafiro: extremadamente resistente a arañazos y a productos químicos, protección UV del 100%



Code	Description	Packaging
LLG06228096	safety eyeshield super g 9172colour:cry	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

