

**Electrodos combinados de pH, electrolito de gel, SenTix[®]****WTW****Electrodos combinados de pH, electrolito de gel, SenTix[®]**

Electrodos combinados básicos de pH, con cuerpo de plástico, sistema de referencia de gel. SenTix[®] 20 con cabezal de enchufe (combinación de cables AS/DIN o AS/BNC, pedir por separado). Sentix 21-3 y Sentix 41-3 con cable fijo de 3 m.

Especificaciones**Rango de temperatura: 0 ... 80 °C****Rango de pH: 0 ... 14 pH****Longitud / diám: 120 mm / 12 mm****Electrolito: Gel****Diafragma: Fibra****Forma de la membrana: Cilíndrica****Resistencia de la membrana a 25 °C: 1 G Ω** 

Code	Description	Packaging
LLG09040840	pH electrodes,gel electrolyte,built-in	1 pz.
LLG09040841	pH electrodes,gel electrolyte,built-in	1 pz.
LLG09040851	pH electrodes,with plug headSentix 20	1 pz.
LLG09040872	pH electrodes,with 1 m cableSentix 21	1 pz.
LLG09040873	pH electrodes,with 3 m cableSentix 21-3	1 pz.
LLG09040876	pH electrodes,with 1 m cable and temper	1 pz.
LLG09040877	pH electrodes,with 3 m cable and temper	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

