



Tarros, HDPE con tapa, LDPE

Tarros, HDPE con tapa, LDPE

HDPE con tapa LDPE. Resistentes a ácidos y productos químicos. Aptos para cámaras frigoríficas, frigoríficos y congeladores. Apilables. Aptos para alimentos. Color: natural.



Code	Description	Packaging
LLG09033201	Jars,PE,with lid, cap. 200 ml98x42 mm	1 pz.
LLG09033202	Jars,PE,with lid, cap. 400 ml114x55 mm	1 pz.
LLG09033211	Jar,PE,with lid, cap. 700 ml114x88 mm	1 pz.
LLG09033212	Jars,PE,with lid, cap. 1000 ml136x110 m	1 pz.
LLG09033213	Jars,PE,with lid, cap. 2000 ml169x143 m	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

