



## Cajas de almacenamiento de microtubos, PC

### Cajas de almacenamiento de microtubos, PC

Fabricadas en policarbonato de alta resistencia mecánica y a altas temperaturas entre  $-196$  y  $+121^{\circ}\text{C}$ . Diseñadas exclusivamente para transportar 81 crio-tubos en compartimentos de tubos de  $9 \times 9$  diseñados por "Hedgehog" que mantienen el tubo en su posición firmemente. El diseño único con orificios de ventilación y drenaje garantiza la mejor y más eficiente circulación de aire. La base con pendiente hacia adelante asegura una rápida orientación visual. Fácilmente apilables para reducir el espacio de almacenamiento. Tapa con bisagra con tope incorporado que permite un fácil acceso a los tubos con una sola mano. La tapa transparente de la caja permite una fácil identificación del contenido de la caja y protege los tubos del polvo, la humedad y otros efectos ambientales. El índice alfanumérico tanto en las filas de tubos como en la tapa permite una fácil identificación de las posiciones de los tubos. La caja se suministra junto con una pinza desechable, fabricada en ABS, con extremo fino para facilitar el manejo y la rápida extracción de los tubos.



Code	Description	Packaging
LLG06286848	cryo tube box, PC 9x9 array for 5ml t/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

