



Cinta de sellado para placa Petri

Cinta de sellado para placa Petri

Herramienta perfecta para proteger el contenido del interior de la placa de Petri del polvo, la humedad y otros efectos ambientales. Impermeable. Químicamente inerte y resistente a la mayoría de los disolventes orgánicos y agentes cáusticos. Permanece flexible en temperaturas de congelación moderadas. Puede resistir hasta 100°C. Se estira y ensancha el 50% las medidas originales. Se aferra alrededor del cuerpo de la placa de Petri y sella los perímetros irregulares de las placas de Petri de forma hermética. También se puede utilizar para sellar los cuellos y tapones de la botellas.



Code	Description	Packaging
LLG06286849	sealing tape for petri dishes/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

