

**Muestreador de bacterias aerotransportadas Airport MD8****Sartorius****Muestreador de bacterias aerotransportadas Airport MD8**

El AirPort MD8 es un nuevo muestreador portátil de bacterias del aire para las industrias farmacéuticas y de alimentos y bebidas, los hospitales, la protección del medio ambiente y la seguridad industrial. El AirPort MD8 tiene los siguientes beneficios:

- Funciona con baterías y es portátil para uso en el laboratorio o en el campo
- La visualización del estado de la batería garantiza un rendimiento constante durante el muestreo
- Ergonómico, diseño liso, las superficies pueden ser desinfectadas
- Elección de la selección de la muestra, ya sea por volumen total o por duración de la medición

**Especificaciones**

**Control del flujo volumétrico:** El flujo volumétrico se puede ajustar a tres niveles usando el manómetro hidrométrico integral: 30 L/min., 40 L/min. y 50 L/min.

**Volúmenes de muestra fijos:** 25, 50, 100, 250, 500, 750 y 1000 litros

El volumen de la muestra también puede ajustarse en incrementos de 5 litros

**Batería:** NiMH, 16,8 V/3.800 mAh

**Tiempo de funcionamiento con una carga completa de la batería:** aprox. 4,5 horas

**Tiempo de carga:** aprox. 4,5 horas. con la batería vacía

**Nivel de ruido:** con filtros de membrana de gelatina, 48 dB (A)

**Peso:**

**Dimensiones (L x An x Alt):**

**Tamaño del filtro:** 2,5 kg

**300 x 135 x 165 mm**

**diám. 80 mm, superficie 38,5 cm<sup>2</sup>**



Code	Description	Packaging
LLG09841605	Air bacteria sampler MD 8 Air Port batt	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

