

**Termómetros de propósito general LLG, relleno rojo****LLG Labware****Termómetros de propósito general LLG, relleno rojo**

Tipo de escala cerrada, con ojal. Con capilar de medición prismático no recubierto. Relleno de alcohol rojo (excepto 9.235 265: azul).



Code	Description	Packaging
LLG09235245	LLG-General purpose thermometers, enclo	1 pz
LLG09235250	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz
LLG09235255	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz
LLG09235260	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz
LLG09235265	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

