

**Termómetros de propósito general LLG, relleno rojo****LLG Labware****Termómetros de propósito general LLG, relleno rojo**

Tipo de escala cerrada, con ojal. Con capilar de medición prismático no recubierto. Relleno de alcohol rojo (excepto 9.235 265: azul).



Code	Description	Packaging
LLG09235245	LLG-General purpose thermometers, enclo	1 pz
LLG09235250	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz
LLG09235255	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz
LLG09235260	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz
LLG09235265	LLG-General purpose thermometers,enclos	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

