



LLG-Vacuómetro DVR 2 pro

LLG-Vacuómetro DVR 2 pro

Vacuómetro muy versátil, para mediciones de vacío entre presión atmosférica y 1 mbar.

Con un captador de presión integrado de cerámica de aluminio que presenta muy buena resistencia a la corrosión y elevada estabilidad a largo plazo.

-Independiente de la red debido al funcionamiento con batería

-Pantalla grande

-Alta precisión de medición

-Menú de navegación óptimo

-Con varilla de soporte

-Todas las partes en contacto con el medio están fabricadas con materiales químicamente resistentes

Solicitar aparte la calibración DKD con primera entrega (código 7.059 540).

Material de suministro: Instrumento de medición de vacío con conexiones para brida pequeña D16, racor de compresión y boquilla para tubo flexible con diámetro interior de 6 a 10 mm.

Especificaciones

Rango de medición: 1080 - 1 mbar (hPa), 810 - 1 Torr

Principio de medición: capacitativo, medición de la presión absoluta independiente del tipo de gas

Precisión de la medición: 1mbar (0,75 Torr) +/- 1 dígito

Fuente de alimentación / pila: pila de 9 V

Dimensiones (Anx L x Alt): 115 x 115 x 66 mm

Peso: 0,40 kg



Code	Description	Packaging
LLG06263582	LLG-Vacuum meter DVR 2 PRO range: 108/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

