



## LLG-Vacuómetro DVR 2 pro

### LLG-Vacuómetro DVR 2 pro

Vacuómetro muy versátil, para mediciones de vacío entre presión atmosférica y 1 mbar. Con un captador de presión integrado de cerámica de aluminio que presenta muy buena resistencia a la corrosión y elevada estabilidad a largo plazo.

- Independiente de la red debido al funcionamiento con batería
- Pantalla grande
- Alta precisión de medición
- Menú de navegación óptimo
- Con varilla de soporte
- Todas las partes en contacto con el medio están fabricadas con materiales químicamente resistentes

Solicitar aparte la calibración DKD con primera entrega (código 7.059 540).

**Material de suministro:** Instrumento de medición de vacío con conexiones para brida pequeña D16, racor de compresión y boquilla para tubo flexible con diámetro interior de 6 a 10 mm.

#### Especificaciones

**Rango de medición:** 1080 - 1 mbar (hPa), 810 - 1 Torr

**Principio de medición:** capacitativo, medición de la presión absoluta independiente del tipo de gas

**Precisión de la medición:** 1mbar (0,75 Torr) +/- 1 dígito

**Fuente de alimentación / pila:** pila de 9 V

**Dimensiones (Anx L x Alt):** 115 x 115 x 66 mm

**Peso:** 0,40 kg



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06263582 | LLG-Vacuum meter DVR 2 PRO range: 108/1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

