

**Vacuometro DVR 2 pro****LLG Labware**

Vacuometro DVR 2 pro. Strumento versatile e compatto per misure di vuoto comprese tra pressione atmosferica e 1 mbar. Trasduttore capacitivo in allumina ceramica, con eccellente resistenza alla corrosione e stabilità a lungo termine. Per calibrazione DKD iniziale alla consegna, si prega di ordinare separatamente il cod. LLG07059540.

**Caratteristiche**

- Range di misura: 1080 - 1 mbar (hPa), 810
- 1 Torr
- Principio di misura: capacitativa; misura pressione assoluta indipendente dal tipo di gas
- Accuratezza misurazione: < 1mbar (0,75 Torr) +/- 1 digit
- Alimentazione/ batterie: batteria 9 V
- Dimensioni (L x P x H): 115 x 115 x 66 mm
- Peso: 400 g



Code	Description	Packaging
LLG06263582	Vacuometro DVR 2 pro	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

