



## Soporte trípode

### Soporte trípode

De acero galvanizado. Con la parte superior circular y las patas acampanadas.

El galvanizado del trípode sirve como protección temporal contra la corrosión. Puede despegarse después de contacto directo con la llama de un quemador.



Code	Description	Packaging
LLG06059957	Tripod stand, Ø 160 mm, Height 230 mm	1 pz
LLG06200910	Tripod stand, Diam. 120 mm, Height 250mm	1 pz
LLG09034110	Tripod Stand 100 x 180 mm highzinc plat	1 pz
LLG09034112	Tripod Stand 120 x 210 mm highzinc plat	1 pz
LLG09034114	Tripod Stand 140 x 220 mm highzinc plat	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

