



Matraces Erlenmeyer con deflectores, PC

Matraces Erlenmeyer con deflectores, PC

Transparentes. Con deflectores dentados en la base que aumentan la mezcla cuando se trata de la tripsinización y la aireación en procesos como el cultivo de células y la fermentación. Autoclavables. Los matraces de 500 ml y 1000 ml tienen un cuello recto, adecuado para tapones estándar de 38 mm de acero inoxidable, aluminio o plástico.



Code	Description	Packaging
LLG07048662	Erlenmeyer flask 1000 mlPC, with baffle	1 pz.
LLG07048663	Erlenmeyer flask 2000 mlPC, with baffle	1 pz.
LLG09140968	Erlenmeyer flask 250 mlPC, with baffles	1 pz.
LLG09140969	Erlenmeyer flask 500 mlPC, with baffles	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

