



## Matraces Erlenmeyer con deflectores, PC

### Matraces Erlenmeyer con deflectores, PC

Transparentes. Con deflectores dentados en la base que aumentan la mezcla cuando se trata de la tripsinización y la aireación en procesos como el cultivo de células y la fermentación. Autoclavables. Los matraces de 500 ml y 1000 ml tienen un cuello recto, adecuado para tapones estándar de 38 mm de acero inoxidable, aluminio o plástico.



Code	Description	Packaging
LLG07048662	Erlenmeyer flask 1000 mlPC, with baffle	1 pz.
LLG07048663	Erlenmeyer flask 2000 mlPC, with baffle	1 pz.
LLG09140968	Erlenmeyer flask 250 mlPC, with baffles	1 pz.
LLG09140969	Erlenmeyer flask 500 mlPC, with baffles	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

