



Cajas de almacenamiento, HDPE con tapa hermética de LDPE

Cajas de almacenamiento, HDPE con tapa hermética de LDPE

- Color: natural
- Rango de temperatura (sin esfuerzo mecánico) de -20 a 95 °C
- Resistentes a los ácidos y a los productos químicos
- Aptas para cámaras frigoríficas y frigoríficos
- Apilables
- Aptas para alimentos



Code	Description	Packaging
LLG09033270	Freezer boxes,PP,with lid,cap. 0,5 ltrs	1 pz.
LLG09033275	Freezer boxes,PP,with lid,cap. 1,0 ltrs	1 pz.
LLG09033280	Freezer boxes,PP,with lid,cap. ,10 ltrs	1 pz.
LLG09033285	Freezer boxes,PP,with lid,cap. 1,5 ltrs	1 pz.
LLG09033286	Freezer boxes,PP,with lid,cap. 2,0 ltrs	1 pz.
LLG09033287	Freezer boxes,PP,with lid,cap. 2,0 ltrs	1 pz.
LLG09033288	Freezer boxes,PP,with lid,cap. 3,2 ltrs	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

