



Fascos para tapones de vidrio, DURAN[®]

DURAN Group

Fascos para tapones de vidrio, DURAN[®]

Cuello recto. Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizable en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09010130	Culture media bottle 300 mlwith straigh	1 pz
LLG09010135	Culture media bottle 500 mlwith straigh	1 pz
LLG09010140	Culture media bottle 1000 mlwith straig	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

