




## Bloques de vidrio para microscopios, vidrio prensado

### Bloques de vidrio para microscopios, vidrio prensado

Con cavidad semiesférica de 32 mm de diámetro y placa protectora de 40 x 40 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09163285	Staining blocks,molded glass,with cavit	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

