




Bloques de vidrio para microscopios, vidrio prensado

Bloques de vidrio para microscopios, vidrio prensado

Con cavidad semiesférica de 32 mm de diámetro y placa protectora de 40 x 40 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09163285	Staining blocks,molded glass,with cavit	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

