

**Bombas peristálticas MS-CA**

Ismatec

**Bombas peristálticas MS-CA**

Flujo de 0,021 a 26 ml/min. Cartuchos de ensamblaje de mini tubos Click'n'go simples.

- Tubo con 3 códigos de color
- Motor de velocidad fija
- Dimensiones MS-CA2 (An x L x Alt): 88 x 135 x 125mm
- Dimensiones MS-CA4 (An x L x Alt): 88 x 135 x 145mm



Code	Description	Packaging
LLG09828144	Small tube pump MS-CA 2/6402,9 - 16 ml/	1 pz.
LLG09828154	Small tube pump MS-CA 2/8400,12 - 12 ml	1 pz.
LLG09828156	Small tube pump MS-CA 2/8600,18 - 18 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

