

**Botella de aire comprimido DRUCKLUFT 67**

CRC Industries Deutschland

Botella de aire comprimido DRUCKLUFT 67

DRUCKLUFT 67 es un gas licuado inerte de alta presión con un valor de potencial de calentamiento global (GWP) reducido de 7. El gas seco y sin aceite no deja residuos y no es inflamable según la directiva 2008/47/CE. La botella de spray está equipada con un tubo de extensión para un procedimiento de limpieza preciso que elimina el polvo y los residuos sueltos. El sistema de pulverización equilibrado proporciona una presión de pulverización media. Económico e inocuo para los componentes sensibles.



Code	Description	Packaging
LLG09412800	Druckluft 67Compressed air, cap. 200 ml	1 pz.
LLG09412801	Druckluft 67Compressed air, cap. 400 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

