

**Botella de aire comprimido DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK****Botella de aire comprimido DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK**

Spray para eliminar sin contacto el polvo y la suciedad de lugares de difícil acceso. Para una mayor seguridad, también para dispositivos bajo tensión eléctrica. Según la política de aerosoles 75/324/EWG no hay peligro de inflamación o explosión incluso en presencia de fuentes de ignición.

DRUCKLUFT 67 SUPER contiene gas comprimido puro y eficiente.

Especialmente adecuado para trabajos con tensión eléctrica y para su uso posterior.

DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK se basa en gas licuado de alta pureza con bajo potencial de calentamiento global (GWP=7). El gas seco y sin aceite no deja residuos y no es inflamable según la directiva 2008/47/CE. La válvula de alto caudal garantiza una potente acción de soplado para aplicaciones de alto rendimiento.



Code	Description	Packaging
LLG06242238	Druckluft 67 HOCHDRUCK Compressed air/1	1 pz
LLG07027746	Druckluft 67 SUPER Compressed air, UN/1	1 pz
LLG09412805	Druckluft 67 SUPERCompressed air, cap.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

