

**Botella de aire comprimido DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK****Botella de aire comprimido DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK**

Spray para eliminar sin contacto el polvo y la suciedad de lugares de difícil acceso. Para una mayor seguridad, también para dispositivos bajo tensión eléctrica. Según la política de aerosoles 75/324/EWG no hay peligro de inflamación o explosión incluso en presencia de fuentes de ignición. DRUCKLUFT 67 SUPER contiene gas comprimido puro y eficiente. Especialmente adecuado para trabajos con tensión eléctrica y para su uso posterior.

DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK se basa en gas licuado de alta pureza con bajo potencial de calentamiento global (GWP=7). El gas seco y sin aceite no deja residuos y no es inflamable según la directiva 2008/47/CE. La válvula de alto caudal garantiza una potente acción de soplado para aplicaciones de alto rendimiento.



Code	Description	Packaging
LLG06242238	Druckluft 67 HOCHDRUCK Compressed air/1	1 pz
LLG07027746	Druckluft 67 SUPER Compressed air, UN/1	1 pz
LLG09412805	Druckluft 67 SUPER Compressed air, cap.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

