

**Electrodo de pH LE409**

Mettler-Toledo Online GmbH

**Electrodo de pH LE409**

Electrodo de pH con eje de vidrio, sistema de referencia Ag/AgCl, enchufe BNC y cable fijo de 1 m.

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 14

Sensor de temperatura: No

Longitud/Ø: 120 mm/12 mm

Electrolito: 3 mol/l KCl, AgCl saturado

Diafragma: Cerámica

Resistencia de la membrana a 25 °C: 600 MW



Code	Description	Packaging
LLG09041620	pH glass elektrode LE409with liquid ele	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

