

**Electrodo de pH LE409**

Mettler-Toledo Online GmbH

Electrodo de pH LE409

Electrodo de pH con eje de vidrio, sistema de referencia Ag/AgCl, enchufe BNC y cable fijo de 1 m.

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 14

Sensor de temperatura: No

Longitud/Ø: 120 mm/12 mm

Electrolito: 3 mol/l KCl, AgCl saturado

Diafragma: Cerámica

Resistencia de la membrana a 25 °C: 600 MW



Code	Description	Packaging
LLG09041620	pH glass elektrode LE409with liquid ele	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

