



Gradilla para tubos de ensayo, alambre/nylon

Gradilla para tubos de ensayo, alambre/nylon

Para tubos de 50 ml. De alambre revestido de nylon blanco o bien alambre inoxidable con pulido electrolítico. Rejilla arriba y a aprox. 30 mm de altura. Rejilla interior: aprox. 30 x 30 mm. Espacio entre rejillas: aprox. 5 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09193970	Test tube stands,wire,nylon-coated,30x3	1 pz.
LLG09193971	Test tube stands,st.steel wire,30x30 mm	1 pz.
LLG09193972	Test tube stands,wire,nylon-coated,30x3	1 pz.
LLG09193973	Test tube stands,st.steel wire,30x30 mm	1 pz.
LLG09193974	Test tube stands,wire,nylon-coated,30x3	1 pz.
LLG09193975	Test tube stands,st.steel wire,30x30 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

