



## Gradilla para tubos de ensayo, alambre/nylon

### Gradilla para tubos de ensayo, alambre/nylon

Para tubos de 50 ml. De alambre revestido de nylon blanco o bien alambre inoxidable con pulido electrolítico. Rejilla arriba y a aprox. 30 mm de altura.

Rejilla interior: aprox. 30 x 30 mm.

Espacio entre rejillas: aprox. 5 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09193970	Test tube stands,wire,nylon-coated,30x3	1 pz.
LLG09193971	Test tube stands,st.steel wire,30x30 mm	1 pz.
LLG09193972	Test tube stands,wire,nylon-coated,30x3	1 pz.
LLG09193973	Test tube stands,st.steel wire,30x30 mm	1 pz.
LLG09193974	Test tube stands,wire,nylon-coated,30x3	1 pz.
LLG09193975	Test tube stands,st.steel wire,30x30 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

