

**Embudos Biosart[®]250****Sartorius****Embudos Biosart[®]250**

Para la garantía de calidad microbiológica y analítica en la industria. Embudos de plástico estériles de 250 ml que reducen el tiempo de proceso en el análisis de colonias y partículas. Se usa en combinación con filtros de membrana y discos de cultivo Sartorius.

Nota: Los embudos BioSart[®]250 se pueden acoplar también en bases para 1 embudo o en barras de acero inoxidable para varios embudos.



Code	Description	Packaging
LLG09049340	BioSart®250 funnel,sterile plastic,Vol.	50 pz.
LLG09049341	Biosart 250 HIQ funnelspack of 50, 4/50	50 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

