

**Embudos Biosart<sup>®</sup>250****Sartorius****Embudos Biosart<sup>®</sup>250**

Para la garantía de calidad microbiológica y analítica en la industria. Embudos de plástico estériles de 250 ml que reducen el tiempo de proceso en el análisis de colonias y partículas. Se usa en combinación con filtros de membrana y discos de cultivo Sartorius.

**Nota:** Los embudos BioSart<sup>®</sup>250 se pueden acoplar también en bases para 1 embudo o en barras de acero inoxidable para varios embudos.



Code	Description	Packaging
LLG09049340	BioSart®250 funnel,sterile plastic,Vol.	50 pz.
LLG09049341	Biosart 250 HIQ funnelspack of 50, 4/50	50 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

