



## Jeringas de microlitros para automuestreadores CG A

### Jeringas de microlitros para automuestreadores CG A

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC

Con aguja cementada (N) para automuestreadores CG Agilent 7670 A, 7671 A, 7672 A. Con aguja fija (FN) para automuestreadores CG del sistema PAL CTC.

Tipos de jeringa con aguja especial (SN) disponibles bajo pedido.

Longitud aguja: 51 mm



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG06206124 | Microsyringes for GC-autosamplers A      | 1 pz      |
| LLG06239337 | Syringe 1702 N CTC(26s/51/AS) 25 µl      | 1 pz      |
| LLG06239360 | Syringe 1725 N CTC(26/51/AS) 250 µl      | 1 pz      |
| LLG06301578 | Microliter syringe 701 N CTC(26s/51/2)   | 1 pz      |
| LLG06303229 | Microliter syringe 701 N CTC(26s/51/AS)  | 1 pz      |
| LLG06304828 | Microliter syringe 75 N CTC(26s/51/AS)   | 1 pz      |
| LLG06900991 | Microliter syringe 7701.2 CTC(26s/51/AS) | 1 pz      |
| LLG09221040 | Syringe 1702 N CTC Slim Line(26s/51/AS)  | 1 pz      |
| LLG09221041 | Syringe 1750 N CTC(26/51/AS) 500 µl      | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

