



Pera de goma, roja

Pera de goma, roja

Una pera de goma moldeada, con tres válvulas de bola de vidrio que pueden ser controladas con la presión de los dedos. No hay partes metálicas que se puedan corroer y el relleno se puede utilizar con todos los líquidos excepto los que atacan el caucho. Se puede utilizar en pipetas de diferente capacidad. Completa con adaptador para pipetas con capacidades superiores a 20 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06260407	Pipetting ball	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

