



## Máscaras completas BRK 820

### Máscaras completas BRK 820

Probada y aprobada según la norma EN 136 y certificada por la CE. Con visor de policarbonato. Diafragma de habla y conexión de rosca redonda según EN 148-1.

- Máximo campo de visión gracias a la nariz de posición baja con dos válvulas de exhalación
- Visor de policarbonato resistente al calor, probado y aprobado para su uso por los bomberos
- Las vías respiratorias cuidadosamente diseñadas aseguran que la visera no se empañe
- Accesorio de 5 puntos de sujeción de la cabeza
- Sellado óptimo a la cara, se puede ajustar a todos los tamaños de cabeza
- El dispositivo de amortiguación reduce el riesgo de lesiones causadas por impactos en la máscara
- Membrana de habla de PE resistente en una carcasa de acero inoxidable
- Cinturón de sujeción variable
- No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento
- Operación simple para cambiar los anillos de sellado y los paneles de ventilación



### Máscara de cara completa BRK 820 G

Como la máscara BRK 820, pero con una lente de policarbonato endurecido resistente a los arañazos y a los disolventes.

Code	Description	Packaging
LLG06401235	Full mask BRK 820 G	1 pz.
LLG09005555	Full mask BRK 820without filters***Expo	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

