

**Protección respiratoria - Filtros de rosca para máscara facial completa BRK 820****Protección respiratoria - Filtros de rosca para máscara facial completa BRK 820**

Los filtros están testados y aprobados según las normas EN143 / EN 14387. Ofrecen una resistencia a la respiración muy baja. Su vida útil depende de la toxicidad, la humedad y el consumo de aire del usuario. Las mediciones difieren según la aplicación, por lo que es imposible predecir la vida útil. El agotamiento del filtro se puede detectar de la siguiente manera:

- Filtros de gas: aparición de olores, sabores o irritantes en el aire inhalado.
- Filtros de partículas: aumento de la resistencia respiratoria.

El tiempo de almacenamiento de los filtros de gas y de combinación no utilizados (mantenidos sellados en el embalaje del fabricante) es de 6 años. Los filtros de partículas pueden almacenarse durante 10 años.

Sellados individualmente en bolsas de PE y empaquetados en cajas exteriores.

Clase de protección A: Vapores de compuestos orgánicos cuyo punto de ebullición es  $>65\text{ }^{\circ}\text{C}$

Clase de protección B: gases y vapores inorgánicos p. ej., cloro, sulfuro de hidrógeno

Clase de protección E: Óxido de azufre, gases ácidos

Clase de protección K: Amoníaco

Clase de protección AX: Gases y vapores de compuestos orgánicos con una temperatura de ebullición  $65^{\circ}\text{C}$ , hervidores bajos en grupos 1 y 2

Clase de protección Hg: Vapores de mercurio

Clase de protección NOST: Óxidos de nitrógeno, incluyendo monóxido nítrico y partículas P3

Clase de protección P 1: Partículas (humo, niebla, polvo) de sustancias inertes

Clase de protección P 2: Partículas de sustancias no tóxicas

Clase de protección P 3: Partículas de sustancias tóxicas



Code	Description	Packaging
LLG06200208	Gas filter 84 AX	1 pz.
LLG06201023	Filters for Full Face Mask BRK 820	1 pz.
LLG06224032	Filtro con attacco filettato per la pro	1 pz.
LLG06224033	Gas filter 84 ABEKA2-B2-E-K2	1 pz.
LLG06227097	Filter 86 AXSt AX-P3 D	1 pz.
LLG06228471	Respiratory protection screwing filter	1 pz.
LLG09005558	Screw-type filters,gas filter 66 AProte	1 pz.
LLG09005559	Screw-type filters,gas filter 66 BProte	1 pz.
LLG09005561	Screw-type filters,gas filter 66 KProte	1 pz.
LLG09005563	Screw-type filters,gas filter 66 ABEKPr	1 pz.
LLG09005566	Screw-type filters,combination filter 8	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

