



Semimáscaras DUETTA

Semimáscaras DUETTA

Testadas según la norma EN 140 y certificadas según la directriz PPE 89/686/EWG. Con doble conexión de filtro. Cuerpo de la máscara de plástico con superficie blanda y sellada. Cintas elásticas de ajuste con equipo para la cabeza.

- Un tamaño de máscara se ajusta a todas las formas de cara
- Excelente campo de visión, libertad de movimiento sin restricciones y una comodidad excepcional
- Equilibrio superior a través de la tecnología de doble filtro
- No alergénicas
- Sellado óptimo proporcionado por el nuevo diseño del borde de sellado
- Fácilmente desmontable para su limpieza y mantenimiento
- Cinta de una sola pieza para un ajuste óptimo
- Fijación de filtro simple y segura con conexión de bayoneta



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---------------------------|-----------|
| LLG09005590 | Half mask, without filter | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

