



## Filtros para la semimáscara DUETTA

### Filtros para la semimáscara DUETTA

(Conformes a EN 143 y EN 14387)

Filtro 203 A2: trabajos con pinturas, esmaltes o sustancias decapantes

Filtro 203 P3R: fibras de amianto, partículas de polvo

Filtro 203 ABEK: industria química (equipos para evacuaciones de emergencia), ganadería

Filtro 205 A2P3: trabajos de pintura con pistola, dioxinas

Filtro 205 ABEKP3: ácidos clorhídrico y fórmico, trabajos de desinfección



Code	Description	Packaging
LLG09005592	Filters 203, protection class: A2pack/4	4 pz.
LLG09005593	Filters 203, protection class: P3Rpac/4	4 pz.
LLG09005595	Filters 205, protection class: A2-P3p/4	4 pz.
LLG09005596	Filters 205, protection class: A1-B1-/4	4 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

