

**Tapones para los oídos****3M Deutschland****Tapones para los oídos**

Poliuretano cómodo y no alergénico. Superficie lisa, repelente de la suciedad e higiénica. La forma cónica se expande para llenar el canal auditivo. Cumplen con los requisitos de la norma EN 352-2. Disponibles con o sin cordón de conexión.

Protección acústica (SNR): 37 dB(A)



Code	Description	Packaging
LLG09005046	Ear plugs, without strappack of 200/200	200 pz.
LLG09005047	Ear plugs, with strippack of 100 pa/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

