



## Armario botiquín Rom

### Armario botiquín Rom

Contenido según DIN 13169. Chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática blanca. Con puertas dobles con llave y dos llaves. Interior abierto, con dos estantes regulables en altura y dos cajones separados. Cada puerta con tres compartimentos. Mesa de apoyo adicional para el almacenamiento higiénico de los apósitos para el servicio de primeros auxilios. Con letrero serigrafiado y texto en alemán.

-Color blanco

-Material: chapa de acero



Code	Description	Packaging
LLG09264171	First aid cabinet,steel sheet,DIN 13169	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

