



Armario botiquín Rom

Armario botiquín Rom

Contenido según DIN 13169. Chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Pintura en polvo electrostática blanca. Con puertas dobles con llave y dos llaves. Interior abierto, con dos estantes regulables en altura y dos cajones separados. Cada puerta con tres compartimentos. Mesa de apoyo adicional para el almacenamiento higiénico de los apósitos para el servicio de primeros auxilios. Con letrero serigrafiado y texto en alemán.

-Color blanco

-Material: chapa de acero



Code	Description	Packaging
LLG09264171	First aid cabinet,steel sheet,DIN 13169	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

