

**Bidones de seguridad**

Para almacenar, transportar o usar líquidos inflamables. Protegidos contra explosiones gracias a la válvula de sobrepresión y el material ignífugo. Los dispositivos de medición se cierran automáticamente. Acero inoxidable electropulido 316 de alta calidad y resistencia a químicos con juntas de PTFE y mango ergonómico.



Code	Description	Packaging
LLG06287541	Safety-can 1/2l with self-closing met/1	1 pz.
LLG06287542	"Safety-can 1/2l with screw cap 1¼", f/	1 pz.
LLG09042900	Safety can 1 ltr.with fine dispensing s	1 pz.
LLG09042901	Safety can 2 ltr.with fine dispensing s	1 pz.
LLG09042902	Safety can 5 ltr.with fine dispensing s	1 pz.
LLG09042905	Safety can 1 ltr.with screw lidwith ove	1 pz.
LLG09042906	Safety can 2 ltr.with screw lidwith ove	1 pz.
LLG09042907	Safety can 5 ltr.with screw lidwith ove	1 pz.
LLG09042940	"Fine doser 1¼""for cans"	1 pz.
LLG09042975	Funnel 120 mm for safety cans1,2,5l, st	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

