

**Bidones de seguridad**

Para almacenar, transportar o usar líquidos inflamables. Protegidos contra explosiones gracias a la válvula de sobrepresión y el material ignífugo. Los dispositivos de medición se cierran automáticamente. Acero inoxidable electropulido 316 de alta calidad y resistencia a químicos con juntas de PTFE y mango ergonómico.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06287541 | Safety-can 1/2l with self-closing met/1 | 1 pz.     |
| LLG06287542 | "Safety-can 1/2l with screw cap 1¼", f/ | 1 pz.     |
| LLG09042900 | Safety can 1 ltr.with fine dispensing s | 1 pz.     |
| LLG09042901 | Safety can 2 ltr.with fine dispensing s | 1 pz.     |
| LLG09042902 | Safety can 5 ltr.with fine dispensing s | 1 pz.     |
| LLG09042905 | Safety can 1 ltr.with screw lidwith ove | 1 pz.     |
| LLG09042906 | Safety can 2 ltr.with screw lidwith ove | 1 pz.     |
| LLG09042907 | Safety can 5 ltr.with screw lidwith ove | 1 pz.     |
| LLG09042940 | "Fine doser 1¼""for cans"               | 1 pz.     |
| LLG09042975 | Funnel 120 mm for safety cans1,2,5l, st | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

